

Aspirateur de Mucosités New Askir 36 LI-ION, sachet à usage unique 1L

Réf. HTX-ASK36

Classe & conformité :

Dispositif Médical Classe IIa – Marquage CE CE0123

Caractéristiques techniques :

- Batterie interne rechargeable (14.8V 5.2A)
- Autonomie de 70 minutes
- Temps de recharge de 240 minutes
- Adaptateur automobile 12V (4A)
- Vide maximum : 0,80 bar
- Débit d'air max : 36 l/min (sans bocal)
- Niveau sonore : 60 dBA
- Système d'alarme : Alarme visuelle et sonore pour niveau faible de la batterie
- Manomètre : Affichage en bar & kPa avec régulateur de vide
- Fonction Proximity : Activation sans contact tactile

Accessoires fournis:

- Bocal de recueil des fluides avec valve anti-reflux
- Tuyaux en silicone autoclavables (Ø 8x14 mm) et connecteurs coniques (Ø 10-11-12 mm)
- Filtre antibactérien & hydrophobe (usage unique)
- Canule CH20
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko, adaptateur automobile 12V, adaptateur universel AC/DC
- Kit Flovac® 1L : 1x Bocal Flovac réutilisable 1L, 1x Poche UU stérile 1L Flovac, 1x Set tubes Ø8x14mm + connecteurs, 1x Ecarte



Dimensions :

- Poids : 3 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

Utilisation :

- Polyvalent pour des interventions continues sans risque de surchauffe
- Non stérile

Housse de transport et pied à roulettes en option

Garantie :

- 24 mois