

## Brancard catastrophe pliable avec tête et roulettes



Réf. HTX-BCP

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe I – Marquage CE

Caractéristiques techniques :

- Civière pliable avec 2 roues et stabilisateurs
- Structure en aluminium haute résistance et tissu étanche
- Dos relevable jusqu'à 60°

Dimensions :

- Dépliée : 185 x 50 x 24 cm
- Pliée : 92 x 50 x 11 cm
- Poids : 6 kg
- Charge maximale transportée : 159 kg

Utilisation :

- Légère et facile à transporter
- Non stérile

Garantie :

- 12 mois

Conditionnement :

- Poids : 9,000 kg
- Dimensions : 54,0 x 12,0 x 98,0 cm