

Brancard pliable en 4 avec sac de transport



Réf. HTX-BP

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe I – Marquage CE

Caractéristiques techniques :

- Structure en aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
- Civière à balancier, se plie sur la longueur et la largeur

Dimensions :

- Dépliée : 208 x 54,5 x 13,5 cm
- Pliée : 105 x 18 x 10 cm
- Poids : 4,7 kg
- Charge maximale transportée : 159 kg

Utilisation :

- Léger et facile à transporter
- Non stérile

Garantie : 12 mois

Conditionnement :

- Poids : 5,600 kg
- Dimensions : 10,0 x 20,0 x 13,5 cm
- Livré avec sa housse de transport