

## Chaise portoir 2 roues



Réf. HTX-CP2

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe I – Marquage CE

Caractéristiques techniques :

- Structure en alliage d'aluminium haute résistance
- Assise souple
- 2 roues arrière fixes pour déplacement facile
- 3 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide pour sécurité
- Bras escamotables à l'avant de la chaise

Dimensions :

- Dépliée : H84 x P52 x L92 cm
- Pliée : H92 x P52 x L16 cm
- Poids : 9 kg
- Charge maximale transportée : 159 kg
- Hauteur assise : 49 cm, largeur assise : 43 cm

Utilisation :

- Idéale pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers
- Non stérile

Garantie :

- 12 mois

Conditionnement :

- Poids : 10,000 kg
- Dimensions : 98,0 x 56,0 x 16,0 cm

[www.boutiquepromedical.com](http://www.boutiquepromedical.com)

[contact@boutiquepromedical.com](mailto:contact@boutiquepromedical.com) / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré