

Chaise portoir 4 roues

Réf. HTX-CP4

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe I – Marquage CE

Caractéristiques techniques :

- Structure en alliage d'aluminium haute résistance
- Équipée d'accoudoirs
- Roues arrière fixes avec freins et roues avant pivotantes sans freins pour un déplacement facile
- 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide pour la sécurité du patient
- Bras escamotables à l'avant de la chaise

Dimensions :

- Dépliée : H84 x P60 x L98 cm
- Pliée : H98 x P60 x L20 cm
- Assise rigide, largeur assise : 51 cm
- Poids net : 14 kg
- Charge maximale transportée : 159 kg

Utilisation :

- Idéale pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers avec un minimum d'effort
- Non stérile

Garantie :

- 12 mois

Conditionnement :

- Poids : 16,000 kg
- Dimensions : 10,0 x 64,0 x 20,0 cm

