

Civière de Relevage / Brancard Cuillère en Aluminium



Réf. HTX-CRA

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe I – Marquage CE

Caractéristiques techniques :

- Fonction « cuillère » grâce aux lames longitudinales pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer
- Utilisation pour soulever, déplacer ou transporter les patients
- Longueur ajustable de 120 à 210 cm
- Structure en aluminium haute résistance

Dimensions :

- 210 x 44 x 6 cm

Poids :

- 8,5 kg

Charge maximale transportée :

- 159 kg

Utilisation :

- Non stérile

Garantie :

- 12 mois

Conditionnement :

- Poids : 10,000 kg
- Dimensions : 170,0 x 45,0 x 7,0 cm