

Sac de diagnostic médical



Réf. HTX-DIAG

Caractéristiques :

- Matériau : Tissu 600D
- Intérieur : Adaptable avec séparateurs extractibles en velcro et bandes élastiques pour fixation du matériel
- Anses et bandoulière incluses
- Compartiments :
 - 1 poche de capacité moyenne
 - 2 poches plates
 - 6 poches filet
 - 6 élastiques

Poids :

- 750 g

Dimensions extérieures :

- 37 x 25 x 20 cm

Capacité :

- 18,5 L

Charge maximale recommandée :

- 3 kg

Conditionnement :

- Poids : 1,000 kg
- Dimensions : 29,0 x 25,0 x 8,0 cm

Garantie :

- 24 mois

Utilisation :

- Non stérile
- Vendu vide