

Glucomètre/Lecteur de glycémie SPENGLER TB100

Kit complet



Réf. HTX-GLU

Classe & conformité :

- Dispositif médical de diagnostic – Marquage CE 0537

Caractéristiques techniques :

- Mesure complète en 5 secondes
- Échantillon de sang réduit à 0.5 µl
- 4 alarmes programmables (heure + minute)
- Moyenne sur 7/14/30 jours
- Site principal : sang capillaire total au bout du doigt
- Sites alternatifs : paume ou avant-bras
- Écran LCD large
- Mémoire de 300 mesures

Dimensions :

- 92 x 58 x 19 mm

Poids :

- 60 g

Kit complet :

- 1 lecteur de glycémie TB 100 avec pile CR 2032 3V
- 10 bandelettes de test
- 10 lancettes
- 1 solution de contrôle
- 1 stylo autopiqueur
- 1 trousse de transport
- 1 mode d'emploi, 1 guide d'utilisation rapide, 1 carnet de note

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

Conditionnement :

- Poids : 0,220 kg
- Dimensions : 16,5 x 12,0 x 5,0 cm

Garantie :

- 24 mois

Utilisation :

- Non stérile