

Glucomètre/Lecteur de glycémie SPENGLER JT100

Kit complet



Réf. : HTX-GLUJT

CLASSIFICATION : Dispositif médical de diagnostic in vitro (DMDIV) - CE 0537

DESCRIPTION :

Le glucomètre Spengler JT100 est conçu pour une mesure fiable et précise de la glycémie, avec un biais réduit à seulement 12%. Son écran large et intuitif, ses lancettes ultra-fines et ses fonctions avancées (alarme, mémoire, connectivité) garantissent confort, sécurité et suivi optimal pour les patients diabétiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Auto-calibration, précision renforcée (biais 12%).
- Volume requis : 0,5 µL.
- Sites de prélèvement : doigt, paume, avant-bras.
- Mémoire : 500 résultats + moyennes (7/14/30 jours).
- Alertes hypo/hyperglycémie, alarmes programmables.
- Éjecteur de bandelettes pour hygiène optimale.
- Connexion PC via USB-C (option).

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions : 16 × 12 × 5 cm.
- Conditions de stockage : +4°C à +30°C / HR 0-90%.
- Garantie : 24 mois.

CONTENU DU KIT :

- 1 glucomètre Spengler JT100
- 10 bandelettes test
- 1 solution de contrôle
- 1 autopiqueur
- 10 lancettes 30G ultra-fines
- 1 carnet de suivi glycémique
- 1 notice + guide rapide
- 1 trousse de transport
- 2 piles AAA

CONDITIONNEMENT :

- Kit complet en coffret unitaire.