

Lancettes / Auto-piqueurs pour glucomètre SPENGLER ultra fine (lot de 200)



Réf. HTX-LAN

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe IIa – Marquage CE 0123

Caractéristiques techniques :

- À utiliser avec le stylo auto-piqueur TB 100
- Diamètre de l'aiguille : 30G (0,298mm ~ 0,320mm)
- Longueur de la lancette : 32 mm \pm 1 mm
- Largeur : 6,5 mm \pm 0,5 mm
- Aiguille extérieure : 3,3 mm \pm 0,3 mm
- Stériles, à usage unique
- Conditionner en boîte de 200 (20 sachets de 10 lancettes)

Conditionnement :

- Poids : 0,220 kg
- Dimensions : 16,4 x 11,5 x 5,2 cm

Garantie :

- 24 mois

Utilisation :

- Non stérile après ouverture
- Vente réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux