

Oxymètre de pouls SPENGLER



Réf. HTX-OXY

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe IIb – Marquage CE 0123

Caractéristiques techniques :

- Affichage de la courbe de pléthysmographie
- Capteur haute sensibilité pour des mesures précises
- Affichage simultané en moins de 10 secondes :
- Saturation en oxygène (% SpO2)
- Fréquence cardiaque
- Intensité du signal pulsatile (barre graphique)
- Courbe de pléthysmographie
- Écran TFT avec 6 modes d'affichage personnalisables
- 5 niveaux de luminosité
- Témoin de batterie faible
- Rotation automatique de l'affichage
- Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur
- Arrêt automatique après 5 secondes sans utilisation

Accessoires fournis :

- Dragonne
- Housse de protection
- 2 piles AAA LR03

Applications principales :

- Contrôle ponctuel de la SpO2

Dimensions :

- Poids : 0,130 kg
- Dimensions : 11,7 x 7,3 x 4,9 cm

Garantie :

- 24 mois

Utilisation :

- Non stérile