

# Oxymètre de pouls pédiatrique OXYFROG SPENGLER



Réf. HTX-OXYFROG

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe IIb – Marquage CE 0123

Caractéristiques techniques :

- Capteur haute sensibilité
- Compact et léger
- Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur
- Arrêt automatique après 5 secondes sans utilisation

Accessoires fournis :

- Dragonne Housse de protection
- 2 piles AAA LR03

Applications principales :

- Idéal pour la mesure du pouls des enfants (plus particulièrement aux enfants de 10 kg à 40 kg)

Dimensions :

- Poids : 0,135 kg
- Dimensions : 5,9 x 3,7 x 3,5 cm

Garantie :

- 24 mois

Utilisation :

- Non stérile