

## Oxymètre portable Spengler Master palm 2 + protections silicone



Réf. : HTX-PAL

### CLASSIFICATION

- Dispositif médical : Classe IIa
- Marquage CE : CE0123
- Conforme au Règlement (UE) 2017/745 - MDR
- 

### DESCRIPTION

Oxymètre de pouls compact et léger, compatible NELLCOR OXIMAX®, destiné aux professionnels de santé. Il mesure avec précision la SpO<sub>2</sub>, la fréquence du pouls et la pléthysmographie, de l'adulte au néonatal.

### CARACTÉRISTIQUES

- Compatible adultes, pédiatriques et néonataux.
- Autonomie exceptionnelle avec 3 piles AA (option batterie rechargeable + socle).
- Écran HD rotatif (affichage vertical ou horizontal).
- Modes d'affichage : chiffres et courbe SpO<sub>2</sub>.
- Fonction monitoring avec alarmes réglables, mémoires, sons personnalisables.
- Dimensions : 58,5 × 123 × 28 mm.
- Poids unitaire : 0,696 kg (0,105 kg net).

- Livré avec :
  - Capteur SpO2 adulte rigide
  - 3 piles AA
  - Lot de 2 protections silicone (1 jaune + 1 transparente)
- Accessoires en option : capteurs pédiatriques, néonataux, souples ou clips, batterie rechargeable, sacoche.

#### DONNÉES TECHNIQUES

- Conditions de stockage : -20°C à +55°C | Humidité : 15-85 %.
- Garantie : 24 mois.