

Plan dur d'évacuation polyéthylène Haute Densité



Réf. HTX-PEP

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe I – Marquage CE

Caractéristiques techniques :

- Matériau : Polyéthylène
- Ceinture de sécurité incluse
- Peut également être utilisé comme dispositif flottable
- Aucun interférant avec les systèmes de radiographie
- Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et sangles

Dimensions :

- 184 x 45 x 6 cm

Poids :

- 7 kg

Charge maximale transportée :

- 159 kg

Conditionnement :

- Poids : 9,000 kg
- Dimensions : 188 x 46 x 7 cm

Utilisation :

- Non stérile

Garantie :

- 12 mois