

Stylo autopiqueur pour glucomètre SPENGLER



Réf. HTX-SAG

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe I – Marquage CE

Caractéristiques techniques :

- Utilisé avec les Lancettes SPENGLER pour prélever un échantillon sanguin (doigt, paume, ou avant-bras)
- Compatible avec le Kit complet Glucomètre SPENGLER TB 100 (Réf. 745000)
- Conditionnement unitaire

Conditionnement :

- Poids : 0,020 kg
- Dimensions : 16,4 x 11,5 x 5,2 cm

Garantie :

- 24 mois

Utilisation :

- Non stérile
- Vente réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux