

Tensiomètre manopaire avec 5 tailles de brassards



Réf. HTX-T5B

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe Im (fonction de mesurage) – Marquage CE 0483

Caractéristiques techniques :

- Manomètre : Grand écran (diamètre 56,5 mm)
- Plage de mesure : 0 à 280 mmHg, graduation de 2 mmHg
- Prise rapide et efficace de la tension
- Brassards : Nylon lavable à fermeture velcro, sans poche
- Brassards inclus : Nourrisson (10-20 cm), Enfant (18-26 cm), Adulte (26-35 cm), Bras fort (32-42 cm), Cuisses (41-66 cm)
- Poire : Ergonomique avec robinet de décompression
- Anneau antichoc pour le cadran

Conditions de mesure :

- 10°C à 40°C, humidité relative 85%, sans condensation

Conditions de stockage :

- -20°C à 70°C, humidité relative 85%, sans condensation

Type d'affichage :

- Échelle ronde

Génération de pression :

- Poire

Décompression :

- Valve de décompression réglable

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

Accessoires fournis :

- 5 brassards (nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse)
- Trousse de rangement en nylon

Conditionnement :

- Poids : 0,800 kg

Garantie :

- 12 mois

Utilisation :

- Non stérile
- Conformité à l'arrêté du 28/08/09 pour l'équipement obligatoire des ambulances