

Thermomètre frontal et auriculaire SPENGLER



Réf. HTX-TFA

Classe & conformité :

- Dispositif médical classe IIa – Marquage CE 0123

Caractéristiques techniques :

- Technologie infrarouge
- Calibrage automatique au passage du mode auriculaire au mode temporel
- Prise de température auriculaire ou temporelle
- 10 mémoires
- Voyant lumineux
- Affichage rétro-éclairé avec 3 couleurs en mode temporel : vert, orange, rouge (selon les valeurs)
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA)

Conditionnement :

- Poids : 0,185 kg

Garantie :

- 24 mois

Utilisation :

- Non stérile
- Idéal pour la mesure rapide de la température corporelle

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré