

Thermomètre Professionnel TEMPO PRO SPENGLER



Réf. HTX-TMP

Classe & conformité

Dispositif médical classe IIa - Marquage CE 0123

Caractéristiques techniques

- Mode de mesure : Infrarouge sans contact
- Distance de mesure : - 5 cm
- Unité de mesure : °C / °F
- Plage d'affichage : 32,0°C - 43,0°C
- Résolution : 0,1°C
- Précision : 0,2°C
- Mémoire : 30 mémoires
- Temps de mesure : < 1 seconde
- Écran : LCD
- Mode arrêt automatique, indicateur de batterie faible
- Poids : 130 g
- Dimensions : 113(L) x 51(W) x 162(H) mm
- Piles : 2 x AAA fournies

Conditions de stockage spécifiques

- Température :
 - Température minimale : -20°C
 - Température maximale : 55°C
- Humidité :
 - Humidité minimale : 5 %
 - Humidité maximale : 95 %

Conditionnement

Poids : 0,200 kg

Dimensions : 16,0 x 11,0 x 5,0 cm

Garantie

24 mois