

Entraves magnétiques



Réf. MED-ENT

Classe

- Dispositif médical de classe I (Règlement (UE) 2017/745)

Description

- Set de deux attaches indépendants, utilisables avec une bride ou un système de fixation compatible
- Composition :
 - Tissu 100 % polyester
 - Système de fermeture en polycarbonate, acier inox, polyamide
 - Clé en néodyme
- Parties matelassées épaisses et douces pour limiter les risques de blessure
- Fermeture magnétique sécurisée + velcro de pré-positionnement
- Sans latex, phtalates, ni produits d'origine animale/biologique

Indication

- Immobilisation sécurisée du patient agité pour prévenir blessures et chutes

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

Caractéristiques techniques

- Taille : 14 à 25 cm
- Utilisation : Non stérile, réutilisable
- Nettoyage : Machine 60°C max, séchage modéré, pas d'eau de javel, pas de repassage

Précautions d'emploi

- Utilisation uniquement sur prescription médicale
- Tenir la clé magnétique à ≥ 15 cm d'un pacemaker
- Fixer solidement au châssis du lit, éviter parties mobiles
- Surveiller régulièrement le patient
- Avoir un outil de découpe rapide à disposition en cas d'urgence

Contre-indications

- Allergie à un composant du dispositif
- Non adapté sans surveillance médicale