

MONITEUR PATIENT MULTIPARAMÈTRES PC-300

SpO2, NIBP, TEMP, PR avec écran



Code article	35162
Unité de vente	1 pc.
Commande Minimum	1
Type	Produit médical
Class	II A

UK-REP	Oui
CH-REP	Oui

RDM (NSIS)	1316220
CND	Z1203020202
EAN/UPC	8023279351620
PARAF	977815493
GMDN	57960

Informations générales

Le moniteur portable PC-300 mesure le SpO2, le rythme cardiaque, le NIBP, la température.

Indiqué pour les hôpitaux et les cliniques.

Equippé de Bluetooth et USB, il permet de transférer les données sur PC, tablette et smartphone (Android et iOS).

- jusqu'à 6 000 enregistrements de groupes NIBP, jusqu'à 100 patients différents (chaque utilisateur peut enregistrer 999 mesures)
- capteur pour oreille qui mesure la température en 5 secondes
- transfert des données sur PC/Smartphone à travers USB ou Bluetooth
- brassard NIBP et capteur SpO2 pédiatriques optionnels
- ECG et glucomètre optionnels
- batterie au lithium rechargeable comprise
- protocoles de communication disponibles sur demande

Dimensions: 165 x 96 x 68 mm.

Mémoire de 6 000 mesures NIBP

Spécifications techniques

SpO2

Plage de mesure: 0-100%

Exactitude: $\pm 3\%$ (70-100%)

Fréquence du pouls

Plage de mesure: 30-240 bpm

Exactitude*: $\pm 2\%$ ou ± 2 bpm (la valeur la plus élevée)

*Valeur d'écart de la moyenne quadratique conforme à ISO 80601-2-61, ISO 9919

NIBP

Plage de pression: 0-300 mmHg (0-39,9kpa)

Exactitude: ± 3 mmHg

Plage de mesure: Pression systolique: 30-270 mmHg

Pression diastolique: 20-235 mmHg

PAM 10-220 mmHg

TEMP

Plage de mesure: 32-43,0°C

Exactitude: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (36-39°C) - $\pm 0,3^\circ\text{C}$ (autre)

Temps de mesure: <5 s

ECG (Optionnel)

Plage de mesure de la fréquence cardiaque: 30-240 bpm

Exactitude de mesure de la fréquence cardiaque: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$ (la plus élevée)

Échelle d'affichage: 5,0 mm/mV $\pm 10\%$

Taux de rejet en mode commun (CMRR): ≈ 60 dB

Glycémie (Optionnelle)

Plage de mesure: 20-600 mg/DL

Autres spécifications voir page 1

Alimentation

Batterie: batterie Li-ion intégrée 3,7 V

Tension de fonctionnement: 3,6-4,2 VDC

Courant de fonctionnement: ≈ 800 mA

Chargeur: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 5 VCC ou USB

Accessoires Standard

Capteur SpO2 adultes

Brassard NIBP adultes

Thermomètre à oreille (couvre-sondes non compris)

Batterie au lithium avec chargeur

Mallette pour le transport

Mode d'emploi: GB, FR, IT, ES