

Attelle d'urgence SMUR - Modèle avant-bras



Réf. MED-ABG - Longueur : 27 cm - Côté : Gauche

Classe

- Dispositif médical de classe I (Directive 93/42/CEE - Règlement UE 2017/745)

Description

- Attelle rigide pour immobilisation d'urgence
- Extérieur : polyester
- Face interne : tissu plastifié lavable
- Renforts : baleines en aluminium
- Fermeture : bandes auto-agrippantes
- Conception adaptée aux premiers secours et à l'utilisation SMUR

Indication

- Immobilisation immédiate de l'avant-bras en cas de suspicion de fracture

Caractéristiques techniques

- Utilisation : réutilisable après nettoyage
- Côté : gauche
- Longueur : 27 cm

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré