


Attelle d'urgence SMUR - Modèle jambe



Réf. MED-J - Longueur : 58 cm - Version radio-transparente

Classe

- Dispositif médical de classe I (Directive 93/42/CEE - Règlement UE 2017/745)

Description

- Attelle rigide pour immobilisation d'urgence
- Extérieur : polyester
- Face interne : tissu plastifié lavable
- Renforts : baleines en plastique (radio-transparentes)
- Fermeture : bandes élastiques auto-agrippantes
- Conception adaptée aux premiers secours et à l'utilisation SMUR

Indication

- Immobilisation immédiate de la jambe en cas de suspicion de fracture

Caractéristiques techniques

- Utilisation : réutilisable après nettoyage
- Longueur : 58 cm
- Version : radio-transparente