


## Lunettes oxygène pédiatrique



Référence : ZAR-LOP

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe IIa (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR)

### INDICATION :

- Dispositif conçu pour l'administration d'oxygène par voie nasale.
- Adapté aux soins hospitaliers, ambulanciers et à domicile.
- Convient aux patients pédiatrique.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en PVC (polychlorure de vinyle) de qualité médicale.
- Embouts très souples avec bords lisses.
- Fixation sous le menton à l'aide d'un anneau de réglage souple et coulissant.
- Espacement variable de la partie nasale de la canule selon la morphologie.
- Connecteur universel compatible avec toutes les sources d'oxygène.
- Tube à section transversale en étoile, résistant à la flexion.
- Taille adulte, longueur 200 cm.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Sans latex.
- Conditionnement : emballage individuel, sachet de 25 unités.

[www.boutiquepromedical.com](http://www.boutiquepromedical.com)

[contact@boutiquepromedical.com](mailto:contact@boutiquepromedical.com) / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré