

Aspirateur de mucosités manuel avec 2 sondes



Réf. : PV-ASP

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR)

INDICATIONS :

- Dispositif destiné à l'aspiration manuelle des sécrétions oro-pharyngées et nasales chez les patients, en situation d'urgence ou de premiers secours.
- Utilisé en médecine d'urgence, transport médicalisé, soins hospitaliers et extra-hospitaliers.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pompe manuelle type pistolet en ABS.
- Bouteille de recueil 250 ml en polyéthylène.
- Tube rigide en polyéthylène.
- Tube souple (cathéter) en PVC.
- Couvercle avec dispositif anti-débordement.
- Bouchon de réduction de pression.
- Portable, léger et simple d'utilisation.