

Ciseaux standards, bouts ronds, 100 mm



Réf. : PV-CI

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR)

INDICATIONS :

- Dispositif destiné à la coupe de pansements, compresses, bandages et autres dispositifs médicaux souples lors des soins ou interventions de premiers secours.
- Utilisé par les professionnels de santé en cabinet, hôpital ou dans les trousse de premiers secours.

CARACTÉRISTIQUES :

- Longueur : 10 cm
- Lame : acier inoxydable (résistant et stérilisable)
- Rivet : acier inoxydable
- Manche : ABS (Acrilonitrile-Butadiène-Styrène) ergonomique
- Conception robuste