

Garrot artériel en nitrile long 46 cm



Réf. : PV-GA

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I non stérile (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR)

INDICATIONS :

- Utilisé pour l'occlusion temporaire des veines lors de prélèvements sanguins ou perfusions.
- Aide à dilater et rendre plus visibles les veines.

CARACTÉRISTIQUES :

- Lanière plate en nitrile, sans latex.
- Dimensions : 460 mm (± 10 mm) x 25 mm (± 1 mm).
- Élastique en nitrile souple et résistant.
- Conditionné en sachet mini-grip polyéthylène avec notice papier.
- Valable 5 ans.
- Température de conservation : -20°C à $+50^{\circ}\text{C}$.