

Sac oxygénothérapie 2 à 5 litres



Réf. : SER-SO

CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en bâche (Tarpaulin) résistante.
- Compartiment principal avec sangles de fixation pour un rangement sécurisé de bouteilles d'oxygène de 2 à 5 L.
- Compartiment intérieur pour le stockage de matériel complémentaire (masque O², tube de raccordement, etc.).
- Fenêtre d'accès permettant un contrôle et un réglage faciles.
- Sangles au dos pour fixation sur un brancard.
- Livré avec une bandoulière.
- Poids : 500 g.
- Dimensions : 53 x 15 cm.