

Compresse pour brûlure 20 x 20 cm



Réf. : SIE-CB20

CLASSIFICATION :

Dispositif médical de classe IIa conforme au règlement (UE) 2017/745 (RDM) relatif aux dispositifs médicaux.

INDICATION :

- Utilisée sur tous types de brûlures superficielles et semi-profondes du 1er et 2ème degré (casserole, ébouillantage, coup de soleil, brûlures électriques, etc.).
- Soulage et protège la zone brûlée en urgence, en limitant la progression des lésions cutanées.

CARACTÉRISTIQUES :

- Effet rafraîchissant immédiat en surface et en profondeur : réduit douleur et boursouflures.
- Dissipateur de chaleur : évacue la chaleur de la combustion.
- Forme une barrière stérile non adhérente, limite le risque de surinfection.
- Réhydrate l'épiderme et limite l'effet de macération.
- Compresse mousse en polyuréthane micro-perforé, épaisseur 3 mm.
- Imprégnée d'hydrogel, non adhérente, non occlusive.
- Épouse parfaitement toutes les parties du corps, y compris le visage.
- L'hydrogel se rince facilement à l'eau.
- Usage unique.
- Conditionnement : vendu à l'unité.

UTILISATEURS :

- Professionnels de santé (pompiers, secouristes, services d'urgence).

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré