

Pansement compressif d'urgence stérile



Réf. : SIE-PCU

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR)

INDICATION :

- Adapté aux interventions d'urgence et aux premiers secours.
- Convient à toutes les morphologies grâce à sa forte élasticité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pansement compressif sous forme de bande de gaze.
- Compresse centrale absorbante intégrée (10 x 8 cm).
- Bande élastique 10 cm x 4 m.
- Composition : 55 % polyamide, 45 % viscose.
- Sans latex.
- Stérile, usage unique.
- Conditionnement : unité sous emballage individuel.