

Spray pour brûlure 50 ml



Réf. : SIE-UB

CLASSIFICATION :

Dispositif médical de classe IIa conforme à la directive 93/42/CEE (marquage CE).

INDICATION :

- Premiers soins en cas de brûlures superficielles et semi-profondes du 1er et 2e degré (casserole, ébouillantage, coup de soleil, brûlure électrique...).
- Soulagement immédiat et prévention des infections.

CARACTÉRISTIQUES :

- Hydrogel composé de plus de 90% d'eau purifiée.
- Effet froid : absorbe la chaleur, apaise la douleur, limite les lésions profondes.
- Barrière stérile non adhérente, réhydrate l'épiderme.
- Facile à appliquer et à rincer.
- Usage unique.
- Conditionnement : vendu à l'unité.