

Brancard Carrera



Réf. : SPE-CAR

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR)

INDICATIONS :

- Brancard auto-chargeur compact et léger, conçu pour les opérations de secours en extérieur et dans les véhicules de secours.
- Permet un chargement/déchargement sécurisé avec ouverture automatique des pieds.
- Idéal pour les patients nécessitant un transfert rapide et stable, même en position antichoc (Trendelenburg).

CARACTÉRISTIQUES :

- Plan de couchage en polyéthylène, facile à nettoyer.
- Commandes codées par couleur.
- Dossier réglable de 0° à 75°.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes Ø200 mm avec freins arrière.
- Barrières latérales pliables Safe Bar (L 680 mm - H 200 mm).
- Capacité de charge renforcée : 250 kg.
- Hauteur de chargement : 60 cm.
- Châssis en acier.
- Poids : 38 ± 0,5 kg.
- Dimensions : 1970 × 570 mm.

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- STX 702 : deux ceintures métalliques noires réfléchissantes en 2 parties.
- Matelas anatomique PVC QMX/777.

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré