

Brancard Crossover



Réf. : SPE-CRO

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR)

INDICATIONS :

- Brancard multi-niveaux autochargeur conçu pour le transport sécurisé de patients malades ou blessés en position allongée.
- Adapté aux espaces confinés grâce à son châssis rétractable.
- Conçu pour être utilisé dans les ambulances avec systèmes de fixation 10G.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en acier inox microbillé pour durabilité et longévité.
- Cadre rétractable pour manœuvrabilité dans les espaces réduits.
- Hauteur intermédiaire réglable.
- Système Twist permettant aux roues avant de pivoter pour plus de maniabilité.
- Roues pivotantes Ø200 mm (4 roues).
- Position Trendelenburg et Fowler.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Longueur : 197 cm
- Largeur : 56 cm
- Poids : 51 kg
- Diamètre roues : 20 cm
- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteur de chargement : 58-67 cm

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- STX 702 : deux ceintures métalliques noires réfléchissantes en 2 parties.
- Matelas anatomique PVC QMX/777.