

Brancard Crossover Chair



Réf. : SPE-CSC

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conforme au Règlement (UE) 2017/745 - MDR)

INDICATIONS :

- Brancard convertible en chaise, permettant le transport des patients en position assise ou allongée.
- Idéal pour les interventions en espaces très confinés (couloirs étroits, ascenseurs), offrant flexibilité et efficacité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Conversion rapide : le brancard se transforme en chaise en quelques secondes.
- Poignées télescopiques avec repères colorés facilitant la manutention et le chargement.
- Roues pivotantes Ø75 mm dotées de freins empêchant la rotation de l'axe pour plus de sécurité.
- Plateforme en polyéthylène haute densité, robuste et facile à nettoyer.
- Barrières latérales de sécurité escamotables.
- Dossier inclinable à 5 niveaux.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Capacité de charge : 250 kg
- Hauteurs réglables (3 niveaux)