

Matelas SPENCER



Réf. : SPE-MAT

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément à la Directive 93/42/CEE - CND V9099, n° d'enregistrement 93126).

INDICATIONS :

- Matelas anatomique destiné à être utilisé avec des brancards.
- Améliore le confort du patient en absorbant les contraintes lors des phases de transfert.

CARACTÉRISTIQUES :

- Surface lisse, facile à nettoyer.
- Forme et cloisons internes assurant une excellente adaptation au corps du patient.
- Fixation par sangles intégrées.
- Dimensions : 1770 × 430 mm (± 10 mm).
- Épaisseur centrale : 50 mm - épaisseur maximale : 90 mm.
- Matériaux : mousse PU expansé, revêtement PVC.
- Poids : 2,3 ± 0,1 kg.