

Chaise motorisée NEXTEP



Réf. : SPE-NEX

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR) - Certifié UNI EN 1789, UNI EN ISO 9001:2015.

INDICATIONS :

- Chaise motorisée pour l'évacuation et le transport de patients à mobilité réduite.
- Adaptée aux escaliers grâce à ses rails motorisés pour une montée et descente contrôlées.
- Utilisable par un seul opérateur en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en alliage d'aluminium, siège et dossier ABS.
- Compacte, pliable et légère (30 kg).
- Capacité de charge : 180 kg.
- Motorisation 24V/200W ou 36V/300W, vitesse 45 marches/minute.
- Autonomie batterie : 1,5 h (~ 30 allers-retours d'un immeuble de 5 étages).
- Durée de vie batterie : 3-5 ans (~ 500 cycles de charge).
- Poignées arrière pliantes et poignées avant télescopiques.
- Roues avant avec freins, roues arrière grand diamètre.
- Panneau de commande avec voyants LED et bouton d'arrêt d'urgence.
- Dimensions pliée : 1150 × 500 × 270 mm.
- Fourni avec : ceintures de retenue, chargeur externe, repose-tête réglable.