

Systeme de fixation 10 G pour chaise



Réf. : SPE-SFS

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR) - Conforme EN 1789.

INDICATIONS :

- Systeme de fixation 10G pour chaise d'évacuation 4BELL SILVER+.
- Conçu pour installation en ambulance, véhicule spécial ou avion.
- Maintient la chaise en position pliée, sécurisant le transport.

CARACTÉRISTIQUES :

- Support robuste testé 10G (EN 1789).
- Fixation murale ou au sol.
- Compatible exclusivement avec la chaise 4BELL SILVER+.
- Facilite l'arrimage rapide et sécurisé.