

Chaise 4 roues SILVER+



Réf. : SPE-SIL

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR) - Conforme EN 1865-1, EN 1789, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, FDA.

INDICATIONS :

- Chaise de transport et d'évacuation pour patients à mobilité réduite.
- Conçue pour interventions en immeubles à étages et ambulances.
- Utilisable en espace confiné grâce à sa conception pliable et légère.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en aluminium : légère (9,4 kg) et résistante.
- Charge maximale : 180 kg.
- Poignées télescopiques avant + poignées arrière repliables.
- Dossier souple et assise semi-rigide en PVC, résistants aux produits chimiques.
- Roues pivotantes avant + roues arrière Ø 15 cm avec blocage.
- Repose-pieds pliant et ceintures de retenue incluses.
- Facile à plier et à stocker (dimensions pliées : 49 × 90,5 × 29 cm).

DONNÉES TECHNIQUES :

- Longueur : 76 cm (poignées rentrées) - 112 cm (poignées sorties)
- Largeur : 49 cm
- Hauteur : 90,5 cm
- Poids : 9,4 kg
- Charge max. : 180 kg
- Dimensions pliée : 49 × 90,5 × 29 cm

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré