

Chaise 4 roues Stair+



Réf. : SPE-STA

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément au Règlement (UE) 2017/745 - MDR) - Conforme UNI EN 1789 et UNI EN 1865-4.

INDICATIONS :

- Chaise pliable pour le transport et l'évacuation de patients à mobilité réduite.
- Adaptée aux escaliers grâce à ses deux rails renforcés assurant une descente contrôlée.
- Utilisable dans les ambulances et véhicules spécialisés avec fixation certifiée 10G.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en aluminium : légère et résistante.
- Charge maximale : 180 kg.
- Poids total : 14,7 kg.
- Poignées télescopiques avant + poignées arrière repliables.
- Poignée arrière extensible pour une meilleure maîtrise dans les escaliers.
- Rails renforcés pour descente sécurisée sans portage.
- Siège semi-rigide et dossier souple en PVC, faciles à nettoyer.
- Repose-pieds pliant et ceintures de retenue incluses.
- Roues pivotantes avant + roues arrière Ø 15 cm avec blocage.
- Dimensions pliée : 49 × 94 × 29 cm.