

Aspirateur de mucosités manuel



Référence : TIM-ASM

CLASSIFICATION

Dispositif médical : Classe I

Marquage CE : CE

Conforme au Règlement (UE) 2017/745 - MDR

DESCRIPTION

Aspirateur manuel de sécrétions compact et portable, destiné à l'aspiration des fluides des voies respiratoires chez l'adulte et l'enfant. Son fonctionnement mécanique à une main garantit une utilisation simple, sans électricité ni batterie, idéal pour les situations d'urgence et le transport.

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe manuelle ABS légère et ergonomique.
- Flacon collecteur 200 ml en polyéthylène avec protection anti-débordement.
- Livré avec 3 sondes d'aspiration de tailles différentes.
- Fournie avec housse de transport.
- Dimensions : 17 × 5 × 18 cm.
- Poids unitaire : 202 g.

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

DONNÉES TECHNIQUES

- Pression négative max. : 0,04 MPa.
- Débit d'aspiration : 20 L/min.
- Conditions d'utilisation : +5°C à +35°C.
- Conditions de stockage : -40°C à +55°C.
- Garantie : 24 mois.
- Stérile : Non.