

## Aiguille à injection, stérile 19G (1,1 x 40mm)



Réf. : ZAR-19G

Classe : Dispositif médical IIa - conforme au règlement (UE) 2017/745 (MDR)

INDICATION :

▪ Dispositif destiné aux injections intraveineuses, intramusculaires et hypodermiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tube de l'aiguille en acier inoxydable, lisse et résistant.
- Gaine et embout en polypropylène.
- Parois fines assurant un débit optimal.
- Pointe affûtée sur trois faces (coupe arrière).
- Type de biseau : LB/BL, biseau long standard.
- Faible force d'injection et de glissement.
- Surface du tube recouverte de silicone lubrifiant.
- Éléments fixés par résine époxy pour éviter toute séparation.
- Moyeux colorés selon code ISO pour identification rapide.
- Sans latex, sans phtalates, non toxique, non pyrogène.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
- Durée de conservation : 5 ans.
- Conditionnement : 1 pièce sous film plastique.

**DIMENSIONS :**

- Taille : 1,1 mm x 40 mm
- Couleur ISO : Crème
- Gauge : 19G
- Emballage : 100 pièces/boîte