


Casaque Chirurgicale XL Stérile



Réf. : ZAR-CAS

Classe : Dispositif médical I stérile - conforme au règlement (UE) 2017/745 (MDR)

INDICATION :

- Prévention de la transmission d'agents infectieux de l'équipe chirurgicale vers la plaie opératoire.
- Limitation de la diffusion de squames dans l'air de la salle d'opération.
- Utilisation en salle d'opération lors d'interventions chirurgicales.
- Barrière imperméable aux liquides et micro-organismes.
- Élimination de la poussière grâce à l'absence de coton.

CARACTÉRISTIQUES :

- Blouse chirurgicale à barrière intégrale, stérile et à usage unique.
- Non-tissé SMS multicouche, grammage 35 g/m².
- Haute résistance à la pénétration microbienne, à la traction et à l'éclatement.
- Respirante et perméable à la vapeur d'eau.
- Garniture colorée au cou pour identifier la taille.
- Manches avec poignets en tissu tricoté élastique.
- Dos chevauchant, attaches à la ceinture (2 internes + 2 externes en carton rigide pour pose aseptique).

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

- Fermeture velcro au col, coutures par ultrasons.
- Conforme à la norme EN 13795-1.
- Sans latex, ininflammable, sans poussière.
- Conditionnement stérile sous papier-feuille.