

Canules de Guedel, jeu de 3 (T1,T3,T5)



Réf. : ZAR-CGJ3

Dispositif médical de classe I stérile (Is), marquage CE

INDICATION :

- Utilisée lors des procédures de ventilation artificielle pour maintenir la perméabilité des voies respiratoires.
- Aide les secouristes à gérer efficacement les voies respiratoires d'une victime.
- Stabilise le tube endotrachéal et le protège contre les morsures.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriquée en polyéthylène (PE) de haute qualité, sans PVC ni phtalates.
- Courbure anatomique favorisant l'ouverture des voies respiratoires et la circulation des gaz/anesthésiques.
- Bloc anti-morsure en polypropylène (PP) évitant l'occlusion du tube.
- Identification facile par code couleur et marquage numérique.
- Sans latex.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EO).
- Conditionnement : 1 pièce sous film individuel.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Usage unique, ne pas restériliser.
- Vérifier l'intégrité du conditionnement avant usage.
- À manipuler par un personnel formé aux techniques de maintien des voies respiratoires.

NUMÉRO	TAILLE
000	40 mm
00	50 mm
0	60 mm
1	70 mm
2	80 mm
3	90 mm
4	100 mm
5	110 mm
6	120 mm