


Couverture de survie 160 x 210 cm



Réf. : ZAR-COU

CLASSIFICATION :

Dispositif médical de classe I, conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (RDM).

INDICATION :

- Protection contre les effets néfastes des conditions météorologiques.
- Prévention du refroidissement ou de la surchauffe du corps chez les personnes blessées en situation d'urgence.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriquée en film PET métallisé avec revêtement papier/film plastique.
- Résistante aux déchirures et aux dommages.
- Face argentée vers le corps : limite les pertes de chaleur, prévient l'hypothermie.
- Face dorée vers le corps : protège contre la surchauffe et l'exposition solaire.
- Bicolore argent/or, usage unique, non stérile.
- Durée de conservation : 5 ans.
- Conditionnement : 1 pièce en poche à fermeture à glissière, 12 pièces en sac aluminium, 20 x 12 pièces par carton.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas utiliser en cas d'orage, ni à proximité de matières incandescentes ou sources de chaleur intense.
- Ne pas utiliser en présence d'un risque d'électrisation (ex. défibrillateur).
- Produit à usage unique, à éliminer après utilisation.

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré