


Champ stérile à usage unique 75 x 90 cm



Réf. : ZAR-CS75

Dispositif médical de classe I stérile (Is), conforme EN 13795-1, marquage CE

INDICATION :

- Champ opératoire destiné aux interventions chirurgicales comme barrière imperméable aux liquides et micro-organismes.
- Absorbe l'excès de liquides pendant l'intervention.
- Réduction des poussières grâce à l'absence de coton.

CARACTÉRISTIQUES :

- Champ ALPHAtex à deux couches (laminé 40 g/m²).
- Couche non tissée absorbante + couche PE imperméable.
- Stérile, usage unique.
- Barrière efficace contre la pénétration microbienne.
- Non adhésif.
- Emballage individuel

DONNÉES LOGISTIQUES :

- Dimensions : 75 x 90 cm
- Conditionnement : 1 pièce / sachet - 50 sachets / carton