

Gants latex stériles, taille L/XL



Réf. : ZAR-GLXL

CLASSIFICATION :

Dispositif médical de classe IIa, conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (RDM).

INDICATION :

- Utilisation par le personnel médical en salle d'opération.
- Création d'une barrière contre la transmission de micro-organismes entre l'opérateur et le patient.
- Réduction du risque de contamination croisée.
- Utilisation en chirurgie générale et interventions spécialisées nécessitant des conditions stériles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matière première : 100 % latex de caoutchouc naturel.
- Couleur : blanc/ crème.
- Manchette roulée.
- Sans poudre (surface interne polymérisée pour un enfilage facile).
- AQL : 0,65.
- Surface extérieure lisse avec micro-texture sur la zone de préhension.
- Grande flexibilité, durabilité et confort ergonomique.
- Micro-texture assurant une prise sûre des instruments.
- Protection contre certains produits chimiques dangereux (ex. médicaments cytotoxiques).

- Stérilisé aux rayons gamma.
- Usage unique.
- Emballage intermédiaire : 50 paires.
- Durée de conservation : 5 ans.
- Conforme aux normes EN 455, EN ISO 10993, EN ISO 11607, EN ISO 11137, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 62366-1, ISO 10282, ASTM D6978, ASTM F1671, EN ISO 374, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14001 et autres normes associées.