

## Masque o2 haute concentration



Réf. : ZAR-HCA

Classe : Dispositif médical IIa - conforme au règlement (UE) 2017/745 (MDR)

INDICATION :

- Dispositif destiné à l'administration d'oxygène avec régulation précise de la concentration
- Conçu pour délivrer une concentration élevée en oxygène

CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en PVC (polychlorure de vinyle) transparent et non toxique
- Sans latex
- Plaque nasale métallique réglable et fixation en caoutchouc
- Équipé d'un tube de 210 cm avec connecteurs universels
- Tube à section transversale en étoile, résistant à la flexion
- Réservoir d'oxygène de 1000 ml
- Connecteur pivotant permettant d'ajuster la position du patient
- Valves en silicone sur le connecteur et les orifices de ventilation
- Usage unique
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO)
- Conditionnement individuel : papier/film plastique