


seringue à usage unique 2 ml Luer



Réf. : ZAR-L3P

CLASSIFICATION :

Dispositif médical de classe IIa conforme au règlement (UE) 2017/745 (RDM) relatif aux dispositifs médicaux.

INDICATION :

- Seringue 3 pièces destinée aux perfusions sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses.
- Utilisée pour la préparation et l'administration de médicaments/liquides au patient ainsi que pour le prélèvement d'échantillons de liquides corporels.

CARACTÉRISTIQUES :

- Corps transparent permettant un contrôle visuel complet du contenu.
- Piston vert contrasté.
- Embout Luer.
- Double bague d'étanchéité sur le bouchon du plongeur.
- Mouvement fluide du plongeur grâce à l'étanchéité en caoutchouc.
- Bride de limitation évitant le retrait accidentel du plongeur.
- Graduation noire, claire, lisible et permanente tous les 0,1 ml.
- Nom de la seringue et logo du fabricant imprimés sur le corps.
- Usage unique, apyrogène, non toxique.
- Sans latex, sans phtalates.
- Stérilisée à l'oxyde d'éthylène (EO).
- Durée de conservation : 5 ans.
- Conditionnement : 1 pièce sous blister ; boîte de 100 pièces