

Lancettes / Autopiqueurs universels stériles



Réf. : ZAR-LAN

Classe : Dispositif médical IIa - conforme au règlement (UE) 2017/745 (MDR)

INDICATION :

- Prélèvement sanguin capillaire au bout du doigt ou dans le lobe de l'oreille pour tester le taux de glucose, la gazométrie, l'équilibre acido-basique, les concentrations de lactate
- Utilisé dans les hôpitaux, les laboratoires et les cabinets médicaux

CARACTÉRISTIQUES :

- Lame à trois plans minimisant les sensations désagréables
- Pointe de la lancette insérée automatiquement et rétractée, invisible avant et après ponction
- Taille adaptée permettant d'obtenir une quantité optimale de sang avec un minimum de douleur
- Surface de contact optimale pour une application précise et une profondeur correcte
- Conception garantissant la sécurité du personnel médical et du patient, éliminant tout risque de perforation accidentelle et d'infection
- Guidage de l'aiguille réduisant les vibrations, la douleur et les lésions cutanées
- 23G, profondeur 1,8 mm
- Sans latex
- Sans phtalates
- Usage unique
- Stérilisé par rayons
- Conditionnement : 100 pièces/boîte

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré