

## seringue à usage unique 10 ml Luer-Lock



Réf. : ZAR-LL3P10

### CLASSIFICATION :

Dispositif médical de classe IIa conforme au règlement (UE) 2017/745 (RDM) relatif aux dispositifs médicaux.

### INDICATION :

- Seringue en 3 parties pour injections intraveineuses, intramusculaires et hypodermiques.
- Indiquée pour l'administration de médicaments/liquides au patient ainsi que pour le prélèvement d'échantillons de fluides corporels.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Corps transparent en polypropylène assurant une parfaite visualisation du contenu.
- Piston vert contrasté.
- Embout Luer-Lock sécurisé.
- Double bague d'étanchéité sur le bouchon du piston.
- Glissement fluide du piston grâce au joint en caoutchouc et lubrification silicone.
- Bride de limitation évitant le retrait accidentel du plongeur.
- Nom de la seringue et logo du fabricant apposés sur le corps.
- Graduation noire, claire et permanente tous les 0,2 ml.
- Usage unique, apyrogène, non toxique.
- Sans latex, sans DEHP.
- Stérilisée à l'oxyde d'éthylène (EO).
- Durée de conservation : 5 ans.
- Conditionnement : 1 pièce sous blister ; boîte de 100 pièces

[www.boutiquepromedical.com](http://www.boutiquepromedical.com)

[contact@boutiquepromedical.com](mailto:contact@boutiquepromedical.com) / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré