

Masques chirurgicaux type IIR



Réf. : ZAR-MC

CLASSIFICATION :

Dispositif médical de classe I, conforme au règlement (UE) 2017/745 (RDM) relatif aux dispositifs médicaux.

INDICATION :

- Masque médical à usage unique couvrant la bouche et le nez.
- Forme une barrière pour minimiser la transmission directe d'agents infectieux entre le personnel et les patients.
- Utilisé en milieu médical pour limiter les risques de contamination croisée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en trois couches de non-tissé.
- Pince nasale modelable pour un ajustement optimal.
- Efficacité de filtration bactérienne (BFE) ≥ 98 %.
- Dimensions : 175 mm x 95 mm.
- Avec boucles d'oreilles.
- Résistant aux éclaboussures.
- Type IIR conforme à la norme EN 14683.
- Conditionnement en boîte carton ergonomique permettant un retrait unitaire.
- Non stérile.
- Usage unique.
- Durée de conservation : 5 ans.